

Manual de instrucciones

B-Equipment

F314B - New Series

Alta frecuencia

VERSION 1.24

Weelkome!



Gracias por haber adquirido un producto WEELKO y por la confianza depositada en nosotros.

Este instrumento de belleza ha sido diseñado para satisfacer las necesidades de trabajo más exigentes de los profesionales que trabajan en el campo de la belleza y la estética, especialmente indicado para tratamientos de belleza facial. Este instrumento solo debe ser utilizado por esteticistas capacitados y con formación. Nunca se debe utilizar este dispositivo para ningún propósito que no sea dentro de sus limitaciones de diseño previstas.

La empresa se reserva el derecho de modificar este manual sin previo aviso. Si encuentra algún error en estas instrucciones, no dude en enviarnos un correo electrónico a info@weelko.com informándonos para que podamos corregirlo.

Uso del manual



Antes de usar este instrumento de belleza, por favor, lea con atención el manual de instrucciones. Es importante guardar este manual en un lugar accesible para que pueda consultarse en cualquier momento.

Si sigue estas instrucciones cuidadosamente y si tiene en cuenta las medidas de seguridad detalladas, podrá evitar cualquier problema con el uso de este dispositivo.

Es posible que algunos textos y/o ilustraciones no pertenezcan a su aparato, ya que son generales y pueden depender de su elección de producto en el momento de la compra.

Nuestra empresa se reserva el derecho de mejorar el diseño del producto y modificarlo sin previo aviso.

Garantía



El período de garantía es efectivo a partir de la fecha de compra del producto. Cubre todos los componentes del instrumento de belleza si el producto se utiliza en condiciones normales y si se utiliza correctamente. Por favor, contacte su punto de venta para obtener más información sobre los términos y condiciones de la garantía. La garantía no cubre defectos o un mal funcionamiento causados por:

- . Uso indebido, abuso o mantenimiento incorrecto del instrumento.
- . Ignorar las precauciones y advertencias indicadas en este manual de instrucciones.
- . Falta de mantenimiento y tareas de mantenimiento o reparación realizadas por personal de servicio no cualificado no autorizado por el fabricante.
- . Problemas o averías que puedan aparecer después de reparaciones no autorizadas realizadas por terceros, especialmente personal no autorizado.
- . Instalaciones eléctricas incorrectas y defectuosas o que no cumplan con los requisitos legales.
- . La empresa no se hace responsable de daños incidentales o consecuentes a la propiedad o al negocio.

Declaración de conformidad CE



Este producto se ha fabricado y marcado conforme a las directivas que se indican a continuación:

Directiva de baja tensión: 2014/35/CE
Compatibilidad electromagnética: 2014/30/CE



Reciclaje



El símbolo del contenedor tachado significa que el producto debe desecharse por ley por separado de los residuos urbanos no clasificados. No puede ser eliminado con los residuos domésticos.

La correcta disposición de estos productos contribuye a ahorrar recursos valiosos y previene efectos negativos sobre la salud humana y el medio ambiente.

Para su tratamiento, recuperación y reciclaje adecuados, lleve estos productos a puntos de recolección designados o consulte las leyes locales de su país.

Instrucciones de seguridad


- Este producto está destinado únicamente a profesionales de la belleza cualificados y certificados.
- No utilice ni guarde el producto en lugares húmedos como el baño. La humedad podría estropear el aparato o generar alguna situación de peligro.
- No utilice este producto cerca de objetos inflamables (por ejemplo, alcohol, quitaesmaltes, aerosoles, etc.).
- No utilice este producto si el cable de alimentación o el enchufe estén dañados o demasiado calientes.
- No enchufe, desenchufe los conectores y el cable de alimentación ni use este producto con las manos mojadas.
- Asegúrese de que la tensión de trabajo de este producto coincida con su tensión nominal antes de utilizarlo.
- Antes de su uso, asegúrese de que el enchufe de alimentación y el conector del cable de alimentación estén completamente enchufados para evitar cualquier peligro.
- Si el dispositivo no tiene que ser utilizado, apáguelo y desconéctelo de la fuente de alimentación.
- Limpie regularmente el polvo acumulado en el enchufe y en el cable de alimentación para evitar fallos de aislamiento causados por la humedad, el polvo y otros factores.
- Asegúrese de utilizar el conjunto de cables de alimentación especiales para este producto. No utilice este conjunto de cables con ningún otro electrodoméstico.
- Para mantener el cable de alimentación en las mejores condiciones, no lo enrolle alrededor del producto.
- Mantenga este producto fuera del alcance de los niños y no permita que lo utilicen.
- No modifique, desmonte o repare este producto usted mismo. Cuando sea necesario realizar una reparación, póngase en contacto con el fabricante, el agente o personal de mantenimiento profesional para revisarlo y repararlo.

Durante el tratamiento

- Está prohibido tocar la interfaz de salida de la máquina principal del instrumento de belleza de electroterapia de alta frecuencia o la interfaz de salida del mango de la electroterapia de alta frecuencia cuando la máquina principal esté encendida.
- No apunte directamente el tubo o lo ponga en contacto con el área de los ojos.
 - Este producto está prohibido para las siguientes personas y partes:
 - Mujeres embarazadas y aquellas equipadas con ajustadores (por ejemplo, ajustadores cardíacos).
 - Personas con enfermedades vasculares y alta sensibilidad cutánea.
 - Que tengan implantes metálicos o dentaduras metálicas incrustadas en el cuerpo.
 - Personas con heridas en la piel y otras afecciones.
 - Partes del cuerpo con cabello grueso.
 - No use lociones para la piel que contengan alcohol, ya que el alcohol es altamente inflamable. Si se requiere un tóner a base de alcohol, aplíquelo solo después de usar este producto.
 - No agarre la unión entre el mango de alta frecuencia y el tubo de electrodo con la mano durante el funcionamiento para evitar descargas eléctricas.
 - El tiempo de retención en la piel de cada parte no debe exceder los 5 segundos.
 - Esta función no debe usarse para otros fines que no sean cosméticos.
 - Antes de usar, verifique si el tubo de electrodo o la cabeza metálica en el tubo están sueltos o si el tubo de electrodo está agrietado o dañado. En caso afirmativo, no lo use y reemplace el tubo de electrodo inmediatamente.
 - Reduzca gradualmente la intensidad de corriente a cero, apague el interruptor de alimentación y desconecte el enchufe del cordón de alimentación antes de insertar o sacar el tubo de electroterapia.
 - Al insertar o sacar el tubo de electrodo, primero use guantes de goma y sostenga el tubo de electrodo con el pulgar y el índice: inserte el tubo hasta el fondo del agujero hasta que esté firme, y no empuje el tubo con la palma para evitar que el vidrio se rompa y cause lesiones; está prohibido tirar con fuerza, para evitar que la cabeza metálica del tubo de electrodo se caiga o se rompa, lo que podría causar lesiones.




Safety instructions



- DEBES usar guantes de goma para insertar los electrodos. Sujétalos con el pulgar y el dedo índice e introdúcelos en el mango portaelectrodos.
- DEBES usar guantes de goma. Está estrictamente prohibido empujar el tubo de electrodo con la palma de la mano para insertarlos en el mango.
- Durante su uso, la corriente de alto voltaje emitida por el tubo de electroterapia causará interferencia.
- Está prohibido acercarse a la máquina principal y a otros electrodomésticos del instrumento de belleza de electroterapia de alta frecuencia. Si interfiere con la máquina principal, puede hacer que esta no funcione o se agriete.
- Cuando el tubo de electrodo esté a menos de 2.5 cm de la piel pero sin estar en contacto con ella, la intensidad de la corriente debe reducirse inmediatamente si se emiten chispas que irritan la piel. Si el cliente todavía siente la chispa después de la operación anterior, coloque un pequeño trozo de toalla de algodón seca (no se permiten toallas de nailon u otras fibras sintéticas) sobre la cara del cliente.
- Durante el uso, mantenga siempre el tubo de electrodo en contacto con la piel del cliente. Cuidado indirecto de alta frecuencia: al encender y apagar el instrumento, una mano siempre debe estar en contacto con la piel del cliente, nunca deje la piel del cliente. Ambos lados sienten la corriente y causa incomodidad.
- Apague la alimentación antes de desconectar el enchufe del cordón de alimentación después de usarlo, y saque el tubo de electroterapia del mango de electroterapia de alta frecuencia, luego esterilícelo y manténgalo seco antes de guardarlo en la caja de accesorios.




Electrodos




1.
• Ref. 10009

• Electrodo en forma de cuchara; para zonas medianas de la piel (barbilla, etc.).




2.
• Ref. 10010

• Electrodo recto para tratamiento indirecto.




3.
• Ref. 10011

• Electrodo en forma de seta: para zonas grandes de la piel (rostro, cuello, frente, etc.)



4.
• Ref. 10012

• Electrodo en forma de bola: para pequeñas zonas del rostro (nariz, etc.).



5.
• Ref. 10040

• Mango portaelectrodos

Descripción del producto




Instrumento de alta frecuencia. El paquete contiene: unidad principal + 1 soporte + 1 cable de alimentación + los siguientes electrodos:


- Manípulo de alta frecuencia
- Electrodo en forma de cuchara
- Electrodo acabado en bola
- Electrodo rectangular
- Electrodo tipo champiñón



Pantalla & funciones



1. Interruptor de encendido/apagado
2. Potencia (Aumentar +)
3. Potencia (Disminuir -)
4. Ajuste del tiempo +
5. Ajuste del tiempo -
6. Inicio/Pausa



1. Tiempo
2. Nivel de energía
3. Sonda
4. Estado de funcionamiento

Funcionamiento



1. Inserte el electrodo de alta frecuencia en el enchufe correspondiente del equipo. Cuando el equipo esté conectado correctamente al cable de alimentación, el "Interruptor de encendido" se mostrará en rojo. Presione el "Interruptor de encendido" para ingresar al modo de trabajo y se mostrará en blanco en la pantalla. El equipo se establece de forma predeterminada en el estado de salida de onda continua; por lo tanto, la salida de energía del nivel 1 está configurada a 15 minutos.

2. Hay varios modos que se pueden seleccionar según sus necesidades, elija el tubo de electroterapia adecuado para instalar en el mango de la electroterapia de alta frecuencia.

3. Presione el botón "Aumentar/Disminuir tiempo" que le permite configurar el tiempo de trabajo de 1 a 30 minutos.

4. Presione el botón "Iniciar/Pausa" para comenzar la operación. El nivel de energía de potencia es ajustable y se puede configurar de nivel 1 a 10.

5. Cuando desee que la sonda ultrasónica deje de funcionar durante la operación, puede presionar el botón "Pausa".

6. Presione el "interruptor de encendido" para apagar el equipo cuando finalice el tratamiento, y en ese momento el "interruptor de encendido" se mostrará en rojo. Limpie el tubo de electroterapia con alcohol al 75% después de desconectar el enchufe de alimentación y guárdelo en un lugar seco.

Tiempo recomendado de uso

- 1) Piel grasa: de 10 a 15 minutos
- 2) Piel seca y deshidratada: de 3 a 5 minutos

Advertencia: Do not put the metal part of the tube in contact with water.

Uso cosmético



El instrumento de alta frecuencia se utiliza para aumentar la circulación sanguínea, estimular la actividad glandular, eliminar bacterias y facilitar la penetración de productos cosméticos.

Características

Referencia del B-Equipment	F-314B
Dimensiones embalaje (cm)	37 x 27,5 x 14 cm
Función	Alta frecuencia
Potencia	AC 100- 240 V
Frecuencia	50/60Hz
Potencia (vataje)	15W

Asistencia

Solo un técnico autorizado por Weelko podrá realizar cualquier tipo de reparación en el aparato. Por favor, póngase en contacto con su distribuidor o punto de venta para obtener más información sobre asistencia técnica.

Resolución de problemas

Esta guía de resolución de problemas es general para todos los instrumentos pertenecientes a la nueva serie F31X. Algunos de los problemas citados y sus soluciones pueden no aplicarse a su dispositivo.

Fallo	Posible causa	Solución
La unidad principal no funciona o hace un ruido anormal.	1. No hay potencia.	1. Compruebe que el fusible no esté quemado. En este caso sustitúyalo por uno de nuevo. 2. Pulse el botón de encendido; el botón se iluminará.
	2. El cable de alimentación no está bien enchufado.	2. Conecte el cable de alimentación correctamente a la corriente.
La pantalla digital no funciona o no se enciende	1. No hay potencia.	1. Encienda el botón de power (ON) 2. Contacte con su proveedor.
La sonda o electrodo no funciona	1. La interfaz de contacto es débil.	1. Desconecte el cable de salida y vuelva a enchufar a la toma de la corriente. 2. Verifique la conexión del manipulador.
Potencia demasiado débil en las funciones de martillo de frío/calor, exfoliación, RF, galvánica y demás accesorios.	1. El conector no está bien enchufado. 2. Los accesorios están demasiado caliente. El sobrecalentamiento puede provocar una potencia de salida débil.	1. Ajusta la potencia a un nivel superior. 2. Espere a que los accesorios se enfrién. Apague el aparato cuando no tenga que utilizarlo.
La aspiración de la microdermoabrasión es demasiado débil.	1. La rosca de la punta de diamante no está bien apretada. 2. El interior del manipulador de dermoabrasión está obstruido. 3. El tubo de aire está desgastado. 4. La conexión entre el tubo de aire y el manipulador de aspiración está flojo.	1. Ajusta la potencia y la válvula de regulación de aire. 2. Sustituye los accesorios de la microdermoabrasión. 3. Sustituye la manguera de aire por una de nueva, ajuste la pieza de unión y cambie los filtros.

Resolución de problemas



Fallo	Posible causa	Solución
El efecto de la pulverización es demasiado débil.	<ol style="list-style-type: none"> 1. La rosca de unión del aerógrafo con la botella de pulverización no está bien apretada. 2. El receptáculo del agua está bloqueado. 3. El tubo de aire está desgastado 4. La conexión entre el tubo de aire y el manipulador de aspiración está flojo. 5. No hay suficiente agua en el depósito. 6. La manguera está doblada. 7. No está el vacuum conectado. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ajusta el nivel de pulverización a uno más elevado. 2. Sustituye el receptáculo del agua. 3. Sustituye la manguera de aire por una de nueva y ajusta la pieza de unión. 4. Controle el nivel de agua en la botella y añádela cuando sea necesario. 5. Conecte ambos manipuladores.
La aspiración del manipulador es demasiado débil.	<ol style="list-style-type: none"> 1. La boquilla de vidrio no está bien colocada. 2. El manipulador de aspiración está obstruido. 3. La manguera de aire está desgastada, dañada o doblada. 4. La pieza de unión entre la manguera de aire y el manipulador se ha aflojado. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ajusta el nivel de pulverización a uno más elevado. 2. Sustituye el manipulador de aspiración. 3. Sustituye la manguera de aire por una de nueva y ajusta la pieza de unión.
La salida de la alta frecuencia es demasiado débil.	<ol style="list-style-type: none"> 1. El electrodo no está bien colocado. 2. Desgaste de la vara del electrodo por demasiado uso. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ajusta la potencia a un nivel más elevado. 2. Sustituye los accesorios de la alta frecuencia.



Pol. Ind. La Vallan
Camí de Garreta, 92
08600 Berga
Barcelona - Spain
T. +34 93 824 90 20
E. info@weelko.com



Our products are subject to
continuous technical improvements.
Weelko reserves the right to
change or modify this manual and
its contents without prior notice.

Instructions Manual

B-Equipment

F314B - New Series

High frequency

VERSION 1.24

Weelkome!



Thank you for having acquired a WEELKO product and for the trust shown in us.

This beauty instrument has been designed to fulfill the most demanding work requirements of those professionals working in the beauty and aesthetics field, for face beauty treatments. This instrument should only be used by trained and skilled beauticians. This device should never be used for any purpose than its intended design limitations.

The company reserves the right to modify this manual with no prior notice. If any mistakes are found in these instructions, please feel free to send us an e-mail to info@weelko.com informing us so that we can correct them.

Use of the manual



Before using this beauty instrument, please read the instruction manual carefully. It is important to keep this manual and store it in a safe place so that it can be consulted at any time.

If you follow these instructions carefully and consider the safety measures detailed, you will avoid any problems when using the device.

Some texts and/or illustrations may not belong to your instrument, since they are general, and they may depend on your product choice at the purchase time.

Our company reserves the right to improve the design of the product and modify them without prior notice.

Warranty



The warranty period is effective from the date of purchase of the product. It covers all the components of the beauty instrument if the product is used under normal conditions and correct use. Please contact your point of sale to get further information on warranty terms and conditions. The warranty does not cover defects or malfunction caused by:

- Misuse, abuse or improper maintenance of the instrument.
- Non-observance of the precautions and warnings stated in this instruction manual.
- Lack of maintenance and maintenance or repair tasks carried out by non-qualified service personnel who are unauthorized by the manufacturer.
- Problems or breakdowns that may appear after non-authorized repairs performed by third parties, especially non-authorized personnel.
- Wrong and faulty electrical installations or which do not fulfil the legal requirements.
- The company is not liable for incidental or consequential damage to property or business.

EC Declaration of conformity



This product is produced and marked in conformity with the directives hereby stated:

Low voltage Directive: 2014/35/CE
Electromagnetic compatibility : 2014/30/CE



Waste management



The symbol of the crossed-out container means that it is legally required to dispose of the product separately from unsorted urban waste. It means that it must be disposed of separately from household waste.

The proper disposal of these products contributes to saving valuable resources and prevents negative effects on human health and the environment if not discarded properly.

For their proper treatment, recovery, and recycling, take these products to designated collection points or consult the local laws of your country.

Safety instructions



- This product is intended only for qualified and certified beauty practitioners.
- Do not use or store the product in a damp place such as bathroom to avoid malfunction and danger.
- Do not use this product near flammable items (e.g., alcohol, nail polish remover, sprays, etc.)
- Do not use this product under the following conditions: when the power cord or plug is damaged or when it gets hot, and when the plug in the power socket comes loose.
- Do not plug and unplug power cord connectors or use this product with wet hands.
- Please make sure that the working voltage of this product matches its rated voltage.
- Before its use, make sure that the power plug and the power cord connector are fully plugged in to avoid any danger.
- If the device does not have to be used, please turn it off and disconnect it from the power supply.
- Please regularly clean the dust accumulated on the power plug and power cord to avoid failure of insulation caused by moisture, dust, and any other factors.
- Be sure to use the special power cord assembly for this product. Do not use the power cord assembly on any other appliance.
- To keep the power cord in best condition, do not wrap it around the product.
- Keep this product out of reach of children. Do not allow them to use this product.
- Please do not modify, disassemble, or repair this product by yourself. When a repair is needed, please contact the manufacturer, agent, or professional maintenance personnel to check and repair it.
- If the plug is damaged and it must be repaired or replaced, please contact the distributor, the service center or related personal with appropriate skills and experience.
- Please be sure to use this product according to the purpose specified in this manual. Do not use accessories which are not recommended by the manufacturer.




Safety during the treatment



- It is forbidden to touch the output interface of the main machine of the high-frequency electrotherapy beauty instrument or the output interface of the handle of the high-frequency electrotherapy when the main machine is powered on.
- Do not point the tube directly or in contact with the eyes a rea.
- This product is prohibited far the following people and parts:
 - *Pregnant women and those equipped with adjusters (e.g. cardiac adjusters).*
 - *People with vascular diseases and high skin sensitivity.*
 - *Having metal implants or metal dentures embedded in the body.*
 - *People with skin wounds and other conditions.*
 - *Body parts with thick hair.*
- Do not use skin lotions containing alcohol, as alcohol is highly flammable. If alcohol-based teneer is required, only apply it after using this product.
- Do not grasp the junction between the high-frequency handle and the electrode tube by hand during operation to avoid being shocked.
- The skin retention time of each part should not exceed 5 seconds.
- This function shall not be used far other than cosmetic purposes .
- Before use, check whether the electrode tube or the metal head on the tube is loose and whether the electrode tube cracks or is damaged. If so, do not use it and replace the electrode tube immediately.
- Reduce the current intensity to zero gradually, turn off the power switch, and pull out the power cord plug before inserting or pulling out the electrotherapy tube.
- When inserting or pulling out the electrode tube, first wear rubber gloves and hold the electrode tube with thumb and farefinger: insert the tube to the bottom of the hale until it is firm, and do not push the tube with the palm to prevent the glass from breaking and causing injuries; It is farbidden to pull out vigorously, so as to prevent the metal head on the electrode tube from falling off or breaking, which may cause injury.

Safety instructions



· You **MUST** wear rubber gloves and hold with your thumb and forefinger, then insert the electrode pipe till its tightly fitted.

· You **MUST** wear rubber gloves. It is strictly prohibited to push the electrode pipe with your palm.

· When in use, the high voltage current output from the electrotherapy tube will cause interference.

· It is forbidden to approach the host machine and other electrical appliances of the high-frequency electrotherapy beauty instrument. If it interferes with the host, it may cause the host to not work or crack.


· When the electrode tube is less than 2.5cm from the skin but not in contact with the skin, the current intensity should be reduced immediately if sparks emits to irritate the skin. If the customer still feels the spark after the above operation, a small piece of dry cotton towel (nylon or other synthetic fiber towels are not allowed) put on the customer's face.

· When using, always keep the electrode tube on the customer's skin. High-frequency indirect care: when turning on and off the instrument, one hand must always be in contact with the customer's skin, never leave the customer's skin. Both sides feel the current and it causes discomfort.

· Turn off the power before pull out the power cord plug after use, and pull out the electrotherapy tube from the high-frequency electrotherapy handle, then sterilize and keep it dry before putting it into the accessory box.




HF Electrodes




1.
· Ref. 10009

· Ladle-shaped electrode pipe: used for medium areas of skin (chin, etc). fig.1




2.
· Ref. 10010

· Straight electrode pipe: used for indirect treatment.




3.
· Ref. 10011

· Mushroom-shaped electrode pipe: used for large areas of skin (face, forehead, neck, etc).



4.
· Ref. 10012

· Ball-like electrode pipe: used for small areas of skin (nose, etc).



5.
· Ref. 10040

· High frequency handle. Electrode holder.

Product description




High Frequency instrument The package contains: main unit + 1 shelf + 1 + 1 power cord and the following probes:


- High frequency handle
- Spoon shaped electrode
- Dot shaped electrode
- Rectangular electrode
- Mushroom shaped electrode



Screen & functions



1. Power switch
2. Power Energy (Increase +)
3. Power Energy (Decrease -)
4. Time increase +
5. Time increase
6. Start/Pause



1. Time
2. Energy level
3. Working status
4. Operating status

Operation



1. Insert the High-Frequency into the corresponding socket of the Equipment. When the equipment is connected to the power cable properly, the "Power switch" is displayed in red. Press the "Power Switch" to enter into the working mode and it would show in white in the screen. The equipment defaults to the continuous wave output state; thus the energy output of level 1 is set to 15 minutes.

2. There are various modes that can be selected based on your needs, choose the appropriate electrotherapy tube to install on the handle of high frequency electrotherapy.

3. Press the "Time increase/decrease button" which allows you to set the Working time from 1-30 minutes.

4. Press the "Start"/"Pause" button to start the operation. The power energy level is adjustable which allows being set from level 1 to 10.

5. When you want the Ultrasonic probe to stop working during the operation you can press the "Pause" button.

6. Press the "power switch" to turn off the equipment when the treatment is end, and the "power switch" will display red at this time. Clean the electrotherapy tube with 75% alcohol after the unplugging the power plug, and store in a dry place.

Recommended Using time

- 1) Oily skin: 10 to 15 minutes
- 2) Dry and dehydrated skin: 3 to 5 minutes

Warning: Do not put the metal part of the tube in contact with water.

Cosmetic purpose



High frequency instrument used to increase blood circulation, stimulate glandular activity, remove bacteria and ease the penetration of cosmetic products.

Technical sheet

B-Equipment reference	F-314B
Packaging dimensions (cm)	37 x 27,5 x 14 cm
Fonction	High frequency
Power	220-240 V
Frequency	50/60Hz
Rated power / Wattage	15W

Assistance

Only a technician authorised by Weelko is allowed to perform any kind of repairs on the bed. Please contact your distributor or point of sales for further information on technical assistance.

Troubleshooting

This troubleshooting guide is general for all the instruments belonging to F31X new series. Some of these faults and solutions may not apply to your device.

Fault	Reason	Solution
The main machine does not work	1. No power	1. Check whether the fuse in the power base is burned out. If burnt, replace the fuse. 2. Press the start button, the button will light up after it is powered.
	2. The power cord is not properly inserted or connected	2. Plug or connect the power cord properly.
The display screen does not work	1. No power	1. Turn on the power button (ON). 2. Contact your supplier.
The accessory probe does not work	1. Poor interface contact	1. Unplug the output cable, and then reinsert the socket.
Weak power for Cold & Hot hammer, scrubber, RF, Galvanic and other functions	1. The connector is not properly plugged in. 2. The accessories are too hot. Overheating can cause weak output power.	1. Adjust power to a higher level. 2. Wait for the accessories to cool down. Turn off the device when not in use.
Dermabrasion has weak suction	1. The thread of the diamond tip is not properly tightened. 2. The inside of the dermabrasion handle is obstructed. 3. The air tube is worn out. 4. The connection between the air tube and the suction handle is loose.	1. Adjust the power and the air regulation valve. 2. Replace the microdermabrasion accessories. 3. Replace the air hose with a new one, adjust the connecting piece, and change the filters.

Troubleshooting



Fault	Reason	Solution
Sprayer with weak spraying effect	<ol style="list-style-type: none"> 1. The joining screw of the airbrush with the spray bottle is not properly tightened. 2. The water receptacle is blocked. 3. The air tube is worn out. 4. The connection between the air tube and the suction handle is loose. 5. There is not enough water in the tank. 6. The hose is bent. 7. The vacuum is not connected. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Adjust the spray level to a higher one. 3. Replace the water receptacle. 4. Replace the air hose with a new one and adjust the connecting piece. 5. Check the water level in the bottle and add more when necessary. 6. Connect both handles.
The suction of the pen is weak	<ol style="list-style-type: none"> 1. The glass nozzle is not properly placed. 2. The suction handle is obstructed. 3. The air hose is worn out, damaged, or bent. 4. The connecting piece between the air hose and the handle has loosened. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adjust the spray level to a higher one. 2. Replace the suction handle. 3. Replace the air hose with a new one and adjust the connecting piece.
The output of high frequency is weak	<ol style="list-style-type: none"> 1. The electrode is not properly placed. 2. Wear of the electrode rod due to excessive use. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adjust the power to a higher level. 2. Replace the high-frequency accessories.



Pol. Ind. La Vallan
Camí de Garreta, 92
08600 Berga
Barcelona - Spain
T. +34 93 824 90 20
E. info@weelko.com



Our products are subject to
continuous technical improvements.
Weelko reserves the right to
change or modify this manual and
its contents without prior notice.