



**DIBERIM**

CATÁLOGO  
DIAGNÓSTICO IN VITRO

# TESTES RASTREIO COVID-19



COVID-19

Result  
Negative

Lab Test  
COVID-19

Specimen type:

Address: Requested date/Time

atol y

NaF blood

Sex:

ected

U



## Auto-teste Antigénico SARS-CoV-2 FLOWFLEX

O auto-teste Flowflex é um método imunocromatográfico para deteção rápida e qualitativa do antígeno da proteína N da síndrome respiratória aguda grave do Coronavirus 2 em esfregaços nasais. O reagente é simples de operar, seguro e eficaz, e é adequado para uso doméstico, não profissional.

**Caixa com 1 unidade.**

- Especificidade 99,5%
- Sensibilidade 97,1%
- Resultados entre 15-20 min

**REF. 5101**



## Auto-teste Antigénico SARS-CoV-2 ALLTEST

O auto-teste Alltest é um método imunocromatográfico para deteção rápida e qualitativa do antígeno da proteína N da síndrome respiratória aguda grave do Coronavirus 2 em esfregaços nasais. O reagente é simples de operar, seguro e eficaz, e é adequado para uso doméstico, não profissional.

**Caixa com 1 unidade.**

- Especificidade 99,5%
- Sensibilidade 100%
- Resultados entre 15-20 min

**REF. 5102**



## Auto-teste Antigénio SARS-CoV-2 BOSON

O auto-teste Boson é um método imunocromatográfico para detecção rápida e qualitativa do antigénio da proteína N da síndrome respiratória aguda grave do Coronavirus 2 em esfregaços nasais. O reagente é simples de operar, seguro e eficaz, e é adequado para uso doméstico, não profissional.

**Caixa com 1 unidade.**

- Especificidade 99,02%
- Sensibilidade 96,77%
- Resultados entre 15-20 min

**REF. 5103**



## Auto-teste Antigénio SARS-CoV-2 GENRUI

O auto-teste Genrui é um método imunocromatográfico para detecção rápida e qualitativa do antigénio da proteína N da síndrome respiratória aguda grave do Coronavirus 2 em esfregaços nasais. O reagente é simples de operar, seguro e eficaz, e é adequado para uso doméstico, não profissional.

**Caixa com 1 unidade.**

- Especificidade 99,02%
- Sensibilidade 91,15%
- Resultados entre 15-20 min

**REF. 5104**



## Teste Antigénico SARS-CoV-2 FLOWFLEX USO PROFISSIONAL

O kit de teste de antigénico SARS-CoV-2 da Flowflex é um ensaio imunocromatográfico para deteção rápida e qualitativa do antigénico da proteína N na síndrome respiratória aguda grave por Coronavírus 2, a partir de swab nasal, swab nasofaríngeo, swab orofaríngeo e amostras de saliva. Apenas para diagnóstico in vitro e uso profissional.

**Caixa com 25 unidades.**

- Especificidade 99,4%
- Sensibilidade 97,6%
- Resultados entre 15-20 min

**REF. 5105**



## Teste Antigénico SARS-CoV-2 GENRUI USO PROFISSIONAL

O kit de teste de antigénico SARS-CoV-2 da Genrui é um ensaio imunocromatográfico para deteção rápida e qualitativa do antigénico da proteína N na síndrome respiratória aguda grave por Coronavírus 2, a partir de swab nasal, swab nasofaríngeo, swab orofaríngeo e amostras de saliva. Apenas para diagnóstico in vitro e uso profissional.

**Caixa com 25 unidades.**

- Especificidade 99,02%
- Sensibilidade 91,15%
- Resultados entre 15-20 min

**REF. 5106**

---

# TESTES GRAVIDEZ



## Teste Rápido HCG (Cromatografia Lateral)

O kit de diagnóstico rápido HCG (cromatografia lateral) é adequado para a detecção qualitativa de gonadotrofina coriônica humana (HCG) em amostras de urina humana. Apenas para diagnóstico in vitro e uso profissional.



**Caixa com 25 unidades.**

- Disponível em tira, cassete e caneta
- Precisão 99,16%
- Sensibilidade 99,12%
- Especificidade 99,20%

**REF. 5201**

**REF. 5202**

**REF. 5203**

# Laboratory Test

TESTES RASTREIO  
VARÍOLA DOS  
MACACOS

## MONKEYPOX VIRUS

**RESULTS: POSITIVE**

Test Type: Lateral Flow Immunoassay  
Date/Time of Collection: 10/1/2024

Information



## Teste Antigénio Variola dos Macacos

O kit de teste de PCR Variola dos Macacos da Bioantibody é um sistema de ensaio de PCR em tempo real Taqman ® baseado em sonda fluorescente. O kit é um sistema liofilizado de pré-mistura completa, que inclui materiais necessários para a deteção do vírus da variola dos macacos: enzima de amplificação do ácido nucleico, enzima UDG, tampão de reação, iniciador específico e sonda. Apenas para diagnóstico in vitro e uso profissional.

**REF. 5301**

**Caixa com 48 unidades.**

- Testadas de acordo com a norma 98/79/EEC EN 13612:2002 + AC:2002

## Teste Anticorpos Variola dos Macacos

O kit de diagnóstico rápido anticorpos IgM/IgG do vírus da variola dos macacos foi concebido para detetar e diferenciar simultaneamente anticorpos IgG e IgM do vírus no soro, plasma ou sangue total humano. Apenas para diagnóstico in vitro e uso profissional.

**REF. 5302**



**Caixa com 25 unidades.**

- Testadas de acordo com a norma 98/79/EEC EN 13612:2002 + AC:2002
- Resultados em 15 minutos

# CONTATOS

Todos os nossos produtos, equipamentos e dispositivos médicos, cumprem as normas de qualidade exigidas, sendo devidamente certificados.

A nossa equipa está pronta para o ajudar!

[comercial@diberim.pt](mailto:comercial@diberim.pt)

+351 213 880 435

Av. do Atlântico, 16 – Escritório 5.07  
1990-019 Lisboa

[www.diberim.pt](http://www.diberim.pt)